

Szelep nélkül, többször használatos

Jelen utasítás a maszk több páciensen való használatára (kórház, rendelő, alvász labor) vonatkozik. A maszk tisztítására, dezinficiálására és sterilizálására, vonatkozó utasítás az Air Liquide Medical Systems ajánlását és validálását követően, az ISO 17664 előírásainak megfelel.

Tisztítás	pH semleges detergens	Aniosyme DD1 (hígítva 0,5 %-ra)	✓
Dezinficiálás	Magas szintű, hővel	EN ISO 15883-1 szerint: 70°C - 100 perc, 75°C - 30 perc, 80°C - 10 perc, 90°C - 1 perc Európai szabályozás 93°C - 10 perc	✓
	Magas szintű, vegyszerrel	Az előállító utasítási szerint járjon el: Opaster, Opaster Plus, Aniosept Aktív (5 l vízzel, 2 %-ra hígítva) Anioxyde 1000, Cydex OPA	✓
Sterilizálás	Sterrad™	100S, NX, 100NX	✓
	Autokláv	121°C - 15 perc (250°F)	✓

A Respireo Hospital F Non Vented Többször használható eszköz a fenti feltételeknek megfelelően kezelve, max. 20 x használható.

A teljes dezinficiálási és sterilizálási protokoll megtalálható: www.airliquidemedicalsystems.com, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Márkakereskedővel.

Lélegeztető gépekkel való kompatibilitás

	Monnal T50	Monnal T60	Monnal T75	Extend	Ventilators (with valve)
<i>Kompatibilitás</i>	✓	✓	✓	✓	✓

Referenciák

KM218800	Respireo Hospital F Non Vented Többször használatos - S
KM218900	Respireo Hospital F Non Vented Többször használatos - M
KM219000	Respireo Hospital F Non Vented Többször használatos - L
KM222400	Fejpánt Respireo Hospital F (x10)



Kérjük, olvassa el a Használati Utasítást
Orvosi eszköz, Class IIa **CE0051**.

Előállítja az Air Liquide Medical Systems Spa., forgalmazza az Air Liquide Medical Systems SA

Többször
használható

A megoldás a komplex tapasztalat eredménye



- Noninvazív, kényelmes lélegeztetést biztosít
- Garantálja a használó teljes biztonságát
- Védi a környezetet
- A maszk 3 méretben választható
- Csatlakozó a csomagban
- A csomagban maszk, párnázat és fejpántok

A maszk használata



- Biokompatibilis szilikon
- Phtalat mentes
- Latex mentes