


Respireo Hospital F

Szelepes, egyszer használatos

- Létezik **szelepes** verzióban is
- Technikai adatai megegyeznek a Respireo Hospital Non Vented Egyszer Használatos verzióval
- Alkalmazási utasítások



Lélegeztető gépekkel való kompatibilitás

	Monnal T50	Monnal T60	Monnal T75	Extend	Lélegeztetőgépek (szeleppel)	Lélegeztetőgépek (tervezett lékkel)
Respireo Hospital szelep nélkül	✓	✓	✓	✓	✓	X
Respireo Hospital szeleppel	X	X	X	X	X	✓

Referenciák

KM222100 Respireo Hospital F Non Vented Egyszer használatos - S

KM222200 Respireo Hospital F Non Vented Egyszer használatos - M

KM222300 Respireo Hospital F Non Vented Egyszer használatos - L

KM226400 Respireo Hospital F Vented Egyszer használatos - S

KM226500 Respireo Hospital F Vented Egyszer használatos - M

KM226600 Respireo Hospital F Vented Egyszer használatos -

Respireo
Hospital F

Nem szelepes, egyszer használatos

Respireo
Hospital F

Szelepes, egyszer használatos



Kérjük, hogy olvassa el a Használati Utasítást.

Orvosi eszköz class IIa **CE0051**.

Előállítja az Air Liquide Medical Systems Spa., forgalmazza az Air Liquide Medical Systems SA

YN092112 - 1.1 - Creation: www.raffaello.fr

Nem szelepes, egyszer használatos

Egy beteg
használható
max. 7
napig

A megoldás a komplex tapasztalat eredménye



- Noninvazív, kényelmes lélegeztetést biztosít
- Garantálja a használó teljes biztonságát
- Védi a környezetet
- A maszk 3 méretben választható
- Csatlakozó a csomagban
- A csomagban maszk, párnázat és fejpánt

A maszk használata



- Biokompatibilis szilikon
- Ftalát mentes
- Latex mentes