


A **Bubble CPAP** egy különleges formája a CPAP lélegeztetésnek.

Az újszülötteken alkalmazott Bubble CPAP kezelésekkel végzett mellkasfal vibrációval hasonló eredményekről számoltak be mint a nagy frekvenciás lélegeztetés (HFV) esetében.

Az optimális páratartalom és a természetes nyomásingadozások miatt a Bubble CPAP egy védő, biztonságos és hatékony légúti támogatási módszer a spontán légző újszülötteknél.



Bubble CPAP kezelések során észlelték, hogy:

- Visszaszorult a szülészobai intubálás
- Csökkent a lélegeztetett napok száma
- Csökkentette a születés utáni szteroid használatot
- Fokozott súlygyarapodás jött létre
- Nem növekedtek a komplikációk

Bubble CPAP Induló készlet részei:

• CPAP generátor szett (tartály, fűtött légzőkör, párasító kamra, nyomáscsökkentő) **BC161-10**

• Nasal Tube **BC191-05**



• 9 különböző méretű nasal prong
(**BC3520,4030,4540,5040,5050,5550,5560,6060,6070**)



• 4 különböző méretű sapka (**BC300, Bc303, BC306, BC309**)



/A sapka használata opcionális, sapka nélkül is használható a rendszer/

A rendszer működéséhez szükséges eszközök:

MR 850 párasító és



Állvány bilincssel

